

FICHE PRODUIT

Essuyeur-Chiffons de précision non tissé 23x50 cm, 5 x Boîte de 100

Référence : SOC-ESSPRECI100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Essuyeur-chiffon non tissé de précision de dimension 23x50 cm

Chiffon ultra performant et résisant, il est utilisé pour tous les besoins d'essuyage. Il facilite les travaux d'essuyage, ne peluche pas. Sa structure compacte lui confère un rapport performance/poids excellent.

- Bonne résistance à la chaleur.
- peut être utilisé en remplacement du torchon traditionnel de cuisine
- Ultra performant et résistant
- Couleur : blanc
- Grammage : 40,00 g/m²
- Nombre de plis : 1
- Composition : 45% tissus de polypropylène filé-lié + 55% de cellulose
- Type de pliage : Enchevêtré W
- Dimensions (Longueur x Largeur) : 50 x 23 cm
- Boîte de 100 formats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement minimum de vente : Carton de 5 boîtes

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/essuyeurs-wypall-l/10021-essuyeur-de-precision-23x50-cm-boite-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com