

FICHE PRODUIT

Salle de Radiographie d'Urgence type **CAMARGUE VH** (à hauteur variable) Avec Suspension Plafonnière

Référence : SOC-CAMARGVH

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

1 Table à panneau flottant type CAMARGUE VH comprenant : 1 Table Bucky type "CAMARGUE VH" à panneau flottant avec :

- Hauteur variable motorisé : 55 – 81 cm
- Potter Bucky pour cassettes 13 x 18 à 36 x 43 cm
- Grille oscillante 40 l/cm ; R 10 :1 ; F 100 cm
- Freins électromagnétiques
- Mouvement longitudinal du panneau porte-patient : +/-41 cm
- Mouvement latéral du panneau porte-patient : +/-12 cm
- Dimensions du panneau porte-patient : 220 x 75 cm

1 Suspension plafonnière sur rails type CS3

- Mouvement vertical : 150 cm
- Rotation autour de l'axe vertical : +140°/-200°

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Rotation autour de l'axe horizontal : +210°/-120°
- Mouvement longitudinal : 3,60 m
- Mouvement latéral : 2,16 m
- Affichage SID et rotation du tube RX
- Freins électromagnétiques pour tous les mouvements

1 Générateur haute fréquence type MAGNUM 50 C (1D) contrôlé par microprocesseur avec:

Puissance : 50 kW

Fréquence : jusqu'à 400 kHz

Réglage kV : 40 - 150 kV

Réglage mA : 10 - 630 mA

Gamme des mAs : 0,1 à 630 mAs

Temps d'exposition : 1 ms à 6,3 sec.

Protections : Limitation automatique de puissance, compensation secteur automatique, sécurité réseau.

1 Potter Vertical type VBS 24 comprenant :

- Mouvement totalement équilibré du potter bucky avec frein d'urgence mécanique.
- Potter bucky pour cassettes de 13 x 18 cm à 36 x 43 cm avec insertion des cassettes droite/gauche.
- Auto-centrage des cassettes
- Course verticale : 136 cm.
- Grille oscillante : R 10 : 1 ; 40l/cm ; F 150 cm.

En option :

- Rotation collimateur suspension +/-90°
- 1 Chambre d'ionisation 6 mm (3 plages)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- AEC pour Magnum C

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/10022-salle-de-radiographie-d-urgence-type-camargue-vh-a-hauteur-variable-avec-suspension-plafonniers.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com