

FICHE PRODUIT



GLACIERE 10 L

Référence : SOC-604176

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière :

- Capacité : 10 L
- Isolation en mousse PU sans CFC ni HCFC
- Isolation totale : cuve et couvercle
- Performances froid : 17h avec Freez' pack ® (vendus séparément)
- Joint d'étanchéité
- Carénage robuste
- Poids: 1,4 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10023-glaciere-10-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com