

FICHE PRODUIT

Autoclave de paillasse (Table) classe B, 23 Litres, Modèle TANDA avec Imprimante intégrée

Référence : SOC-TANDA23

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Autoclave stérilisateur avec imprimante intégrée, modèle TANDA 23L

- Norme Européenne B avec 3 temps de nettoyage et de séchage
- L'Humidité résiduelle est moins de 0,2 % ; La capacité du vide atteint -0,8bar
- Imprimante intégrée
- Capteur mesurant la qualité de l'eau

Spécifications techniques :

- Tension / puissance : 220V/1700W
- Dimension de la chambre : Diam. 245 x 470 mm
- Dimension externe : 675 x 450 x 400 mm
- Dimension d'emballage : 770 x 525 x 495 mm
- Poids net : 53 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/10026-autoclave-sterilisateur-modele-tanda-23l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com