

FICHE PRODUIT



Chronomètre - Minuteur mécanique au 1/10e

Référence : SOC-40130812

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du chronomètre mécanique

- **Totalisateur** : 15min
- **Résolution**: 1/10ème sec
- Départ/Arrêt/RAZ par la couronne
- Fonction addition
- Boîtier métal poli
- Verre plastique
- Verre minéral Ref 177V option
- Ø 50mm – Poids 96g
- Compteur de table mécanique à mouvement d'horlogerie avec remontoir.
- Ne nécessite aucune pile !

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/minuterie-chronometre/10027-chronometre-mecanique-15min.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com