

FICHE PRODUIT

Chronomètre - minuteur électronique au 1/100e

Référence : SOC-404318158

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du Chronomètre électronique au 1/100e:

- Mémoires du 1er et 2ème arrivés
- Sa Capacité est de 10h au 1/100e sec
- Compte à rebours / Dépassement temps : Signal sonore à échéance
- Fonction compteur avec indication du temps de dépassement
- Étanche 30m
- Diamètre : 65x78x18mm / 50g
- Pile 357100% chrono
- Grand affichage
- Temps simple + addition
- Temps intermédiaire Split / au tour LAP

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/minuterie-chronometre/10028-chronometre-electronique-au-1-100e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com