

FICHE PRODUIT



Autoclave de paillasse (Table) classe B, 18 Litres, Modèle TANDA avec USB.

Référence : SOC-TANDA18L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Autoclave stérilisateur avec port USB, modèle TANDA 18L

Cet **autoclave de paillasse classe B avec port USB, modèle TANDA 18 litres** que **SOCIMED** vous présente est excellent pour la **stérilisation** des **matériels ou instruments** à utiliser dans les **laboratoires**, les **hôpitaux**, les **cliniques** ou les **studios de tatouage**:

- Norme Européenne B avec 3 temps de nettoyage et de séchage
- L'Humidité résiduelle est moins de 0,2 % ; La capacité du vide atteint -0,8bar
- Avec port USB
- Capteur mesurant la qualité de l'eau

Caractéristiques techniques de l'autoclave de paillasse classe B avec port USB, modèle TANDA 18 litres:

- Tension / puissance : 220V/1500W
- Dimensions de la chambre : Diam. 245 x 360 mm
- Dimensions externes : 560 x 450 x 400 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions d'emballage : 660 x 525 x 495 mm
- Poids net : 49 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/10029-autoclave-sterilisateur-modele-tanda-18l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com