

FICHE PRODUIT

Casaque chirurgicale non-tissé stérile, Hauteur 140CM (X 14)

Référence : SOC-602018

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Casaque chirurgicale non-tissé stérile, Hauteur 140CM (X 28)

- Casaques chirurgicales stériles
- Non tissé, à usage unique;
- Conformes à la norme EN 13795.
- Utilisations : Protection et isolation de l'équipe chirurgicale.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tablier/10035-casaque-chirurgicale-non-tisse-sterile-hauteur-140cm-x-28.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com