

FICHE PRODUIT



Boîte pour examen gynécologique

Référence : SOC-503982

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte pour urgence gynécologique.

- 1 boîte inox 30x12x6 cm.
- 1 valve vaginale de doyen 90 mm.
- 1 speculum de cusco pliant 30 mm.
- 1 pince a pansements droite 24 cm (longuette).
- 1 speculum de collin 35 mm.
- 2 pinces de museux droites 24 cm (7x5 mm).
- 2 pinces de pozzi 24 cm.
- 3 pinces kocher droites a/g 16 cm.
- 1 ciseau mousse courbe 16 cm.
- 1 pince de jl faure courbe a/g 22 cm.
- 1 stylet porte-coton uterin 30 cm.
- 1 ciseau metzembaum droit 18 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/10039-boite-pour-urgence-gynecologique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com