

FICHE PRODUIT

Autoclave de paillasse (Table) classe B, 12 Litres, Modèle TANCO

Référence : SOC-TANCO12

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Autoclave stérilisateur, modèle TANCO 12L

- Norme Européenne B EN13060, avec 3 temps de nettoyage et de séchage.
- Grande capacité adaptée aux petites applications cliniques, permet une économie d'espace et facile à utiliser.
- Système de control partiel par ordinateur, affichage LCD avec panneau modulaire simple.
- Température de stérilisation 121°C / 135°C.

Spécifications techniques :

- Tension / puissance : 220V/1400W
- Dimension de la chambre : Diam. 192 x 320 mm
- Dimension externe : 625 x 450 x 475 mm
- Poids net : 40/46 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-de-table/10040-autoclave-sterilisateur-modele-tanco-8l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com