


FICHE PRODUIT



Tube à essais verre fond rond 16 x 100 (x 100)

Référence : SOC-404763

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube à essais verre fond rond 16 x 100 (x 100)

Conditionnement minimum de vente: Box de 100 tubes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10043-tube-a-essais-verre-fond-rond-16-x-100-x-100.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com