

FICHE PRODUIT

Gants plombés radio protecteurs ultraflex pb 0, 50 - taille unique (la paire)

Référence : SOC-12366HBG

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécificités Gants plombés radio protecteurs ultraflex:

- Equivalence pb : 0.50 mm.
- Longueur : 350 mm.
- Gants protégés par une housse externe simili cuir.
- Housse interne lavable en velours.
- Poids : 2.3 Kg la paire.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10090-gants-plombes-radio-protecteurs-ultraflex-pb-0-50-taille-unique-la-paire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com