

FICHE PRODUIT



BOITE POUR ADENOIDECTOMIE

Référence : SOC-505265

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte pour adenoïdectomie

- Boîte inox, 30 x 12 x 6 cm 1.
- Couteau à Végétations de Beckmann, 22 cm x 10 mm 1.
- Couteau à Végétations de Beckmann, 22 cm x 12 mm 1
- Couteau à Végétations de Beckmann, 22 cm x 14 mm 1.
- Couteau à Végétations de Beckmann, 22 cm x 16 mm 1.
- Couteau de St-Clair Thomson, avec panier, 21 cm, droit, 10 mm 1.
- Couteau de St-Clair Thomson, avec panier, 21 cm, droit, 12 mm 1.
- Couteau de St-Clair Thomson, avec panier, 21 cm, droit, 14 mm 1.
- Couteau de St-Clair Thomson, avec panier, 21 cm, droit, 16 mm 1.
- Canule Yankauer, 27 cm 1.
- Ouvre-Bouche Boyle-Davis 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/10093-boite-pour-adenoidectomie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com