

FICHE PRODUIT



Distributeur automatique de préservatifs modèle C30

Référence : SOC-849257

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du distributeur automatique de préservatif :

- Positionnement : intérieur, extérieur
- Dimensions (H x L x l) : 600 x 430 x 190 mm
- Poids net: 20 kg
- Sélections : 3 types de sélections
- Mode de paiement en espèce : Pièces de monnaie ou les billets
- Remboursement : Non / Capacité de restitutions de pièce de monnaie : Non
- Capacité de monnaie : 500 pièces, ou 100 billets
- Mode de fixation : Mural, de table
- Système de paiement sans numéraire : Carte bancaire, paiement mobile
- Langue du système d'exploitation : Anglais / chinois
- Affichage d'information : LED 4 chiffres
- Dimensions LCD d'affiche publicitaire : 10 ~ 15 pouces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Taux de puissance : 10w en veille, LCD 35w, moteur 5w, lumière 2w, receptrer de billet 30w, receptrer de pièces de monnaie 3w
- Tension de travail : 12V / Courant de travail : 3A
- Tarification : Entre 0,1 ~ 999.9
- Sécurité : Protecteur d'alimentation

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/10094-distributeur-automatique-de-preservatifs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com