

FICHE PRODUIT

Boîte de Sinus

Référence : SOC-505269

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BOITE POUR LE SINUS**Caractéristiques de la Boîte de Sinus :**

- 1 Boîte Inox, 25 x 10 x 5 cm
- 1 Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 2 mm
- 1 Curette à Os de Volkmann, 17 cm, dia. 4 mm
- 1 Curette de Moure, à droite, 18 cm, pour ORL
- 1 Curette de Moure, à gauche, 18 cm, pour ORL
- 1 Ecarteur Farabeuf, 12 cm x 12 mm, la paire
- 1 Maillet Doyen, 21 cm, 200 g, 1 tête, inox
- 2 Pince Kocher, droite, A/G, 16 cm
- 1 Pince Nasale de Luc, pleine, 19 cm, moyen modèle
- 1 Pince Nasale Tilley- Lubet Barbon, 16 cm, mors striés
- 1 Pince Emporte-pièces Citelli, pour otologie
- 1 Pince Gouge Luer, simple articulation, droite, 17 cm, mors 8 mm
- 1 Rugine Farabeuf, droite, 15 cm x 6 mm
- 1 Rugine Sébilleau, dia. 3 mm, long. 15 cm
- 1 Spéculum à fil Palmer, 55 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Spéculum Killian, sans vis de blocage nasal, 50 mm
- 1 Trocart de Lermoyez pour sinus maxillaire Diam 1.5 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10095-boite-de-sinus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com