


FICHE PRODUIT

Thermomètre d'intérieur en plastique

Référence : SOC-251052

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Un thermomètre d'intérieur classique au bout carré en plastique de qualité. Il peut servir de décoration et donner la température de l'intérieur de votre maison.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/10096-thermometre-d-interieur-en-plastique-carre-tfa.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com