

FICHE PRODUIT



Microscope spéculaire, modèle CEM-530

Référence : SOC-CEM-530

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description du Microscope spéculaire, modèle CEM-530 :

Le Microscope spéculaire, modèle CEM-530 permet l'acquisition d'images de l'endothélium sans contact.

Pour une observation globale de la cornée, de nombreux points de fixation s'ajoutent à la fixation centrale afin d'obtenir des images correspondant aux zones péricentrales et périphériques. L'exploitation de ces images depuis l'écran tactile s'effectue à l'aide du logiciel qui sélectionne la meilleure image pour ensuite effectuer une analyse complète en quelques secondes de façon automatique et/ou manuelle.

Les résultats détaillés peuvent être envoyés informatiquement ou imprimés directement depuis le microscope pour une utilisation autonome.

Caractéristiques principales :

- Poursuite en 3D et déclenchement automatique.
- Acquisition centrale jusqu'à une déviation de 27°
- 16 images acquises rapidement en une séquence avec focalisation précise sur l'endothélium et pachymétrie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Analyse automatique complète en 2 secondes avec comptage manuel possible.
- Imprimante thermique intégrée.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10097-microscope-speculaire-modele-cem-530.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com