

FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique à une coupole, Modèle LED 600S

Référence : SOC-LED600S

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- **Caractéristiques de la Lampe Scialytique à une coupole, Modèle LED 600S**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications techniques et optiques	LED 600S
L'intensité lumineuse à 1 m de distance (LUX)	160 000
Champs lumineux (cm)	28
Profondeur de champ L1 + L2 (cm)	105
Indice de Rendu des Couleurs (CRI) (Ra)	96
Température de couleur (K)	4300
Variation d'intensité lumineuse (%)	25 - 100
Mode de contrôle d'intensité	Par panneau de commande
Nombre de bulbes	40 pièces
Matériau de la poignée stérilisable	PPSU

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/10116-lampe-scialytique-a-une-coupole-modele-led-600s.html>


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com