

FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique simple coupole, Modèle Hal 700s

Référence : SOC-HAL700S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- **Caractéristiques de la Lampe Scialytique simple coupole, Modèle Hal 700s**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications optiques et techniques	HAL 700
/ Intensité lumineuse à 1 m de distance (Lux)	160 000
Champs lumineux (cm)	18 - 35
Profondeur de champ L 1 + L2 (cm)	110
Indice de Rendu des Couleurs (CR) / (Ra)	95
Température de couleur (K)	4,300
Variation d'intensité lumineuse (%)	25 - 100
Mode de contrôle d'intensité	Par panneau de commande
Mode de contrôle de focalisation de champ	Par poignée stérilisable
Nombre d'ampoules	Une principale Une pour rechange

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/operation-plafonnier-coupole/10118-lampe-scialytique-simple-coupole-modele-hal-700s.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com