

FICHE PRODUIT



Lampe Scialytique Mobile avec batterie, Modèle LED 5MA

Référence : SOC-LED5MA

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe Scialytique Mobile avec batterie, Modèle LED 5MA

- Certification: CE
- **Paramètres**
 - Bras à ressort fabriqué en Allemagne
 - Tête de lampe unique
 - Sauvegarde de la Batterie de secours

Intensité lumineuse : (à 1 m de distance)	100,000 Lux
Température de la couleur	4300 K
Indice de Rendu des couleurs	95 Ra
Durée de vie de la batterie	4 - 6 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/10126-lampe-sciaalytique-mobile-sans-batterie-modele-led-5ma.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com