

FICHE PRODUIT

SAC A DOS DE SECOURS

Référence : SOC-505655

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du sac à dos de secours.

- Matériel lavable et imperméable.
- Bandes réfléchissantes nuit et jour.
- 2 poches extérieures.
- 4 compartiments extractibles avec partie frontale transparente différenciés selon le code des couleurs normalisé (Bleu : système respiratoire, Rouge : système circulatoire, Vert : matériel chirurgical, Jaune : Pédiatrie).
- Compartiment auxiliaire de couleur grise.
- Ampoulier isotherme avec 48 élastiques.
- 8 élastiques pour la fixation du matériel.
- Poche transparente de grande capacité.
- Espace pour l'ambu et les masques.
- Espace pour la bombonne d'oxygène avec des bandes de fixation.
- Bague d'extraction du tube d'oxygène.
- 2 poches plates.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Elastiques pour les canules d'oropharyngie.
- Grandes poignées réfléchissantes pour faciliter l'ouverture.
- Porte-cartes extérieur.
- Anses sur deux des côtés, bretelles, banane et bande pour trolley.
- Partie dorsale matelassée et ergonomique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/10136-sac-a-dos-de-secours.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com