

FICHE PRODUIT

luxmètre, Modèle AR813

Référence : SOC-AR813LC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du luxmètre AR813.

Gamme de mesure (lux)	0...10000
Sonde	Intégrée
Mémoire	Non
Affichage	LCD 1 ligne
Connexion PC	Non
Dimensions externes (L x H x P) mm	160 x 40 x 66
Alimentation	1 x pile 9 V
Poids	250 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10139-luxmetre-modele-ar813.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com