

**FICHE PRODUIT**



## Cloche de Hood, Modèle moyen (pour nouveau-né)

Référence : SOC-604958

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Cloche de hood, Modèle moyen

Pour nouveau-né

Dimensions (H x L x L) : 15 x 19,5 x 20 cm

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/10141-cloche-de-hood-modele-moyen.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com