


FICHE PRODUIT



Cloche de Hood, Grand modèle (pour bébé)

Référence : SOC-404808

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cloche de hood, Grand modèle

Pour bébé

Dimensions (H x L x L) : 19,5 x 24,5 x 24,5 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/10142-cloche-de-hood-grand-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com