

FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation, pour soins respiratoires intensifs

Référence : SOC-BASE

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation, pour soins respiratoires intensifs des patients néonatal, pédiatrique et adulte.

Ventilation invasive et non invasive pour les patients adultes, enfants et nouveau-nés (y compris prématurés).

Caractéristiques techniques :

- Conçu et développé pour les soins respiratoires intensifs des patients néonataux et pédiatriques ;
- Ventilation invasive et non invasive ;
- Modalités ventilatoires avancées avec surveillance en continue ;
- Écran tactile couleur 12" ;
- Capteur d'oxygène intégré ;
- Sophistiqué et facile à utiliser ;
- Fonctionnement intuitif.

Caractéristiques physiques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur : 35cm (13,8 in) ;
- Largeur : 36cm (14,2 in) ;
- Profondeur : 32cm (12,6 in) ;
- Hauteur avec chariot inclus : 131cm (51,6 in) ;
- Poids sans chariot inclus : 9,8 kg (21,6 lb) ;
- Poids avec chariot inclus : 23,8 kg (52,5 lb) ;
- Largeur du chariot : 51cm (20,1 in) – 65 cm avec roues latérales (25,6 in) ;
- Profondeur du chariot : 52 cm (20,5 in) – 59 cm avec roues alignées (23,2 in).

Spécifications techniques :

- Gaz d'alimentation : Air et oxygène de qualité
- Pression d'alimentation minimum : 2,8 – 6 bar (approx. 41 – 87 psi)
- Pression d'alimentation maximum : 2,8 – 6 bar (approx. 41 – 87 psi)
- Pression limitée maximale (soupape de décharge) : 120 ± 5 cm H₂O
- Débit d'entrée (source de gaz) : 180 L / min (120 L / min pour le compresseur d'air)
- Débit de pointe délivré par le ventilateur : 0,2 - 180 L / min
- Conformité interne (du ventilateur) : 0,16 L/cm H₂O
- Câbles de connexion du ventilateur pour l'alimentation en gaz :
 - Air : DISS 3/4" - 16 connecteur mâle
 - O₂: DISS 9/16" - 18 connecteur mâle
- Connectivité : RS-232C avec connecteur DB-9 et sortie VGA

Prescriptions environnementales :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	Température	Pression ambiante	Humidité
Fonctionnement	15°C – 35°C	560 – 1030 hPa	15 – 95 % sans condensation
Stockage	-5°C – 70°C	500 – 1060 hPa	<95 % sans condensation

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10145-respirateur-de-reanimation-pour-soins-respiratoires-intensifs.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com