

FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation pour Nouveau-né

Référence : SOC-NEO

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur de réanimation pour Nouveau-né

Ventilation invasive et non invasive pour les nouveau-nés (y compris les prématurés) dans les unités de soins intensifs.

Caractéristiques principales :

- Spécialement conçu pour le traitement des nouveau-nés ;
- Affichage des boucles, des courbes et des informations patient sur un écran tactile couleur 12 " ;
- Compensation d'altitude pour la correction du volume ;
- Correction du volume de la température corporelle (BTPS) ;
- Correction du volume en fonction de la conformité du circuit patient ;
- Compensation de fuite disponible dans tous les modes de fonctionnement ;
- Réglage du volume courant en fonction du poids corporel idéal (IBW) ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Transport intra-hospitalier : Facilite la mobilisation lorsque le ventilateur ne peut être alimenté qu'avec des bouteilles d'oxygène.

Caractéristiques physiques :

- Hauteur : 35cm (13,8 in) ;
- Largeur : 36cm (14,2 in) ;
- Profondeur : 32cm (12,6 in) ;
- Hauteur avec chariot inclus : 131cm (51,6 in) ;
- Poids sans chariot inclus : 9,8 kg (21,6 lb) ;
- Poids avec chariot inclus : 23,8 kg (52,5 lb) ;
- Largeur du chariot : 51cm (20,1 in) – 65 cm avec roues latérales (25,6 in) ;
- Profondeur du chariot : 52 cm (20,5 in) – 59 cm avec roues alignées (23,2 in).

Spécifications techniques :

- Gaz d'alimentation : Air et oxygène de qualité
- Pression d'alimentation minimum : 2,8 – 6 bar (approx. 41 – 87 psi)
- Pression d'alimentation maximum : 2,8 – 6 bar (approx. 41 – 87 psi)
- Pression limitée maximale (soupape de décharge) : 120 ± 5 cm H₂O
- Débit d'entrée (source de gaz) : 180 L / min (120 L / min pour le compresseur d'air)
- Débit de pointe délivré par le ventilateur : 0,2 - 180 L / min
- Conformité interne (du ventilateur) : 0,16 L/cm H₂O
- Câbles de connexion du ventilateur pour l'alimentation en gaz :
 - Air : DISS 3/4" - 16 connecteur mâle
 - O₂: DISS 9/16" - 18 connecteur mâle
- Connectivité : RS-232C avec connecteur DB-9 et sortie VGA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Prescriptions environnementales :

	Température	Pression ambiante	Humidité
Fonctionnement	15°C – 35°C	560 – 1030 hPa	15 – 95 % sans condensation
Stockage	-5°C – 70°C	500 – 1060 hPa	<95 % sans condensation

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10146-respirateur-de-reanimation-pour-nouveau-ne.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com