

FICHE PRODUIT

Kit de Rectoscope / Proctoscope de Heine, Re 7000

Référence : SOC-09615501

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Illumination par projecteur F.O HEINE, poignée de lampe 6 V ou poignée BETA 3,5 V avec adaptateur d'éclairage.

La transmission de la lumière annulaire se fait à travers la paroi du tube jusqu'à l'extrémité distale. La lumière est homogène et sans réflexe et jusqu'à cinq fois plus lumineuse que celle des systèmes conventionnels à usage unique.

Les tubes à usages unique HEINE Ano-, Procto- et Sigmoidoscope peuvent tous être utilisés avec la tête d'éclairage HEINE. Elle s'applique également à certains systèmes d'autres fabricants. La profondeur d'insertion peut être lue sur le tube lui-même.

Ce kit est similaire au RTE mais dispose d'un éclairage encore meilleur par projecteur à fibre optique HK 7000.

Composant du kit :

- Kit complet de sigmoidoscope / proctoscope
- Tête d'instrument pour Tubes jetables UniSpec avec fenêtre de visualisation et lentille pivotante 1,5 x

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pack de 25 tubes Heine Sigmoidoscope UniSpec de 250 mm
- Pack de 25 tubes Heine Proctoscope UniSpec de 130 mm
- Pack de 25 Tubes Heine Anoscopiques UniSpec de 85 mm
- Pince à éponge
- Bulbe d'insufflation
- Projecteur F.O. HK 7000, 150 W
- Câble à fibre optique avec poignée.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/10149-kit-de-rectoscope-proctoscope-de-heine-re-7000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com