

FICHE PRODUIT



Pipette de transfert en polyéthylène non stérile, 3 ml. 5000 pièces par carton.

Référence : SOC-HP2010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la pipette de transfert en polyéthylène non stérile, 3 ml.

- Volume: 3 ml.
- Longueur: 160 mm.
- Matière: Polyéthylène.
- Non-stérile.
- Conditionnement de vente: 5000 pièces par carton.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes/10150-pipette-de-transfert-en-polyethylene-non-sterile-3-ml-html.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com