

FICHE PRODUIT



Lit de camp pliable avec tente et sac de transport

Référence : SOC-OGS31GR

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lit de camp pliable avec tente et sac de transport

Caractéristiques

- Lit de camp pliable et donc facile à ranger et à transporter
- Equipé de Portes et fenêtres avec fermetures Éclair
- Dimensions (Lx H x P) 194 x 165 x 87 cm
- Taille emballage (Lx H x P) 97 x 20 x 13 cm
- Charge maximale : 180 kg
- Poids : 8,7 kg.

Accessoires: Tente et Sac de transport

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10151-lit-de-camp-pliable-avec-tente-et-sac-de-transport.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com