

FICHE PRODUIT

Tampon Super-Absorbant Gelmax Cleanis - Absorption Ultra-Rapide jusqu'à 450 ml

Référence : SOC-140400

Points forts

- délais : 1 semaine

Description du produit

Le **tampon super-absorbant Gelmax Cleanis** est conçu pour gélifier rapidement les liquides biologiques afin de garantir une gestion propre, sûre et hygiénique des fluides. Grâce à son support non-tissé à base de **fluff de cellulose** et de **polymères super-absorbants (SAP)**, il transforme jusqu'à **450 ml de solution saline ou liquides organiques** en un gel compact, facile à manipuler et à éliminer.

Caractéristiques principales

- **Capacité d'absorption : 450 ml** de solution saline 0,9% (équivalent fluides organiques).
- **Dimensions : 24 × 13 cm.**
- **Composition performante** : cellulose (fluff) + polymères super-absorbants (SAP).
- Gélification rapide permettant la maîtrise des déversements et la réduction des risques infectieux.
- Produit compatible avec un usage médical, soins à domicile, urgences, EMS, laboratoires et blocs opératoires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mode d'utilisation

1. Ouvrir le sachet et retirer un tampon super-absorbant.
2. Le déposer directement sur la zone ou surface contenant le liquide.
3. Attendre la gélification complète du fluide.
4. Éliminer selon la réglementation en vigueur (déchets ménagers ou DASRI si nécessaire).

Élimination

- Déchets ménagers ou **DASRI** selon le type de fluide traité.
- En cas de liquides contenant des biocides : éliminer via la **filière réglementaire appropriée**.
- Ne jamais jeter dans les canalisations ou égouts.

Précautions d'emploi

- Usage unique, ne pas réutiliser.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment et consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : consulter immédiatement un professionnel de santé.
- Tenir hors de portée des enfants.

Grâce à sa haute capacité d'absorption et son système de gélification rapide, le **Gelmax** est une solution fiable et économique pour maîtriser les fluides en milieu médical et réduire les risques de contamination croisée.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/sachet-de-gel-absorbant-drimop/10152-poudre-gelmax-super-absorbante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com