


FICHE PRODUIT



HBsAg bandelette pour test Hépatite B

Référence : SOC-142-050/S

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

HBsAg bandelette

Le HBsAg bandelette est un test rapide pour la détection visuelle de l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg).

C'est un diagnostique total d'une infection par le virus de l'hépatite B dans le sang humain.

Le HBsAg bandelette est basé sur le principe de dosage immunologique pour but de déterminer l'antigène HBs dans le sang.

Anticorps monoclonaux et polyclonaux sont utilisés pour l'identification spécifique de l'AgHBs.

Méthode : Immunochromatographique

Conditionnement: 2 x 25 t

Température: 4 - 30 °C

Echantillons: Sérum, Plasma

Mesures: Bandelettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/10155-hbsag-bandelette.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com