

FICHE PRODUIT

Appareil d'anesthésie modèle Pasithec

Référence : SOC-604589

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'anesthésie modèle Pasithec

Le nouveau système d'anesthésie Pasithec est un poste d'anesthésie flexible et économique pour effectuer et surveiller l'anesthésie par inhalation. Les techniques à faible débit minimisent la consommation de gaz et d'agents anesthésiques pour un fonctionnement économique au quotidien.

L'appareil d'anesthésie Pasithec se conforme naturellement aux normes les plus élevées en matière de conception ergonomique, de sécurité, de facilité d'utilisation et de réglages respiratoires fiables.

Le système d'anesthésie Pasithec est également disponible en une version avec connecteurs à 4 broches pour adapter 4 cylindres d'alimentation (2x O2 et 2x N2O), et est équipé de 4 jauges pour indiquer la pression des cylindres.

Caractéristiques techniques du système d'anesthésie Pasithec :

- Dimensions (Hauteur x Largeur x Diam.) : 1400 x 950 x 750 mm
- Poids (l'unité de base) : 148 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température de stockage : -20 °C - +55 °C
- Humidité relative de stockage : $\leq 93 \%$
- Température de travail : +10 °C - +40 °C
- Humidité relative de travail : $\leq 80 \%$
- Alimentation électrique : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
- Courant d'entrée maximum : 8 A
- Batterie d'alimentation : > 90 min
- Douilles auxiliaires : 4, 1.5 A chacun
- Interface de donnée : RS232

Données de connexion pneumatique :

- Alimentation en gaz centrale : NIST, DISS
- Oxygène (O₂) : 280 - 600 kPa
- Air comprimé (AIR) : 280 - 600 kPa
- Oxyde nitrique (N₂O) : 280 - 600 kPa
- Cylindres (en option) : O₂, N₂O 2x ou 4x PIN Index

Dosage de gaz frais :

- **Doseur de gaz frais** : Bloc de débitmètre 6 plis
- **O₂** : 0,05 - 1,0 L / min, 1 - 10 L / min
- **Air** : 0,05 - 1,0 L / min, 1 - 15 L / min
- **N₂O** : 0,05 - 1,0 L / min, 1 - 12 L / min
- **Système de ratio** : Intégré (min 25 % de Vol. O₂ dans le gaz frais)

Circuit de respiration :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Stérilisation : Assemblage d'aluminium : autoclavable jusqu'à 134 ° C ; Autres parties: immersion dans des désinfectants chimiques
- Conformité du système : Compensée automatiquement
- Capacité de l'absorbeur de CO2 : 1800 ml
- Volume interne du circuit : env. 2,5 L
- Connecteur : Sortie de gaz commun ISO5356
- Chauffage : 33 - 40 °C

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/10157-appareil-d-anesthesie-modele-pasithec.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com