

FICHE PRODUIT



Thermosoudeuse Sella I pour soudure médicale ou à domicile

Référence : SOC-SELLA707

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermosoudeuse Sella I pour soudure médicale ou à domicile

Caractéristiques techniques :

- Design économique et pratique, applicable pour la soudure de la nourriture, des médicaments ou des instruments avant la stérilisation.
- Equipé d'un cutter intégré pour couper ou découper le papier film après la soudure.
- Facile à utiliser, pour une soudure de 20 à 30 cm de longueur.
- L'ampoule LED (bleu ou rouge) pour indiquer la fin de la soudure.
- Résistance contre le chauffage, longue durée de vie, soudure efficace.

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Voltage : 127/220 V, 50/60 Hz
- Puissance : 900 W (max.)
- Largeur de soudure : 8 mm
- Temps de préchauffage : 2 – 4 minutes
- Longueur de soudure : 20 – 30 cm
- Poids brut : 4 kg
- Dimensions d'emballage : 463 x 98 x 150 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/10161-cristofolir-thermosoudeuse-sella-i-pour-soudure-medicale-ou-a-domicile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com