

FICHE PRODUIT



Agitateur linéaire classique

Référence : SOC-L180E0

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur linéaire classique

1. angle de mouvement à bascule 7 °
2. Max. la capacité de charge est de 3 kg avec plate-forme
3. plage de vitesse de 10-80 tr/min
4. Double led pour un affichage indépendant de l'heure et de la vitesse
5. large gamme de plates-formes à utiliser avec une variété de navires

Caractéristique techniques: Agitateur linéaire classique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Amplitude : 20mm

Type de moteur: Moteur DC

Puissance d'entrée du moteur: 16W

Puissance de sortie du moteur: 10W

Plage de vitesse: 0-200 tr / min

Tension: 100-240V, 50 / 60Hz

Puissance: 30W

Poids: 3.1 kg

Température ambiante et humidité admissibles: 5-40°C, 80%

Dimensions(L × D × H): 270 × 330 × 110mm

Classe de protection: IP21

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10162-agitateur-lineaire-classique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com