

FICHE PRODUIT

Clou de Kuntscher Fémur ø 11 mm

Référence : SOC-K264811

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Clou de Kuntscher Fémur :

- Diamètre 11 mm
- Longueur 26 à 48 cm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/clou-de-kuntscher/10168-clou-de-kuntscher-femur-o-11-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com