


FICHE PRODUIT



Mèche à verrouillage rapide ? 2.5 mm, Longueur 125 mm

Référence : SOC-QC25125

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mèche à verrouillage rapide

- Diamètre : 2.5 mm
- Longueur : 125 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/meches/10176-mèche-a-verrouillage-rapide-o-2-5-mm-longueur-125-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com