

**FICHE PRODUIT**



## Fiole Erlenmeyer à col large, avec graduations 500 ml

Référence : SOC-1120

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Caractéristiques de la fiole Erlenmeyer

- Forme conique.
- Erlenmeyer à col large,
- Avec graduations.
- Capacité: 500 ml.
- Diamètre du col: 50 mm.
- Diamètre de la bulbe: 105 mm.
- Hauteur: 175 mm.
- Conditionnement de vente: 10 pièces par carton.
- Poids: 12.
- Dimensions de l'emballage: 56 x 42 x 42 cm.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-en-verre/10184-fiole-erlenmeyer-a-col-large-avec-graduations-500-ml.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com