

FICHE PRODUIT



Fiole Erlenmeyer à col étroit, avec graduations 1000 ml

Référence : SOC-1121

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la fiole Erlenmeyer

- Forme conique.
- Erlenmeyer à col étroit,
- Avec graduations.
- Capacité: 1000 ml.
- Diamètre du col: 42 mm.
- Diamètre de la bulbe: 131 mm.
- Hauteur: 220 mm.
- Conditionnement de vente: 10 pièces par carton.
- Poids: 12.
- Dimensions de l'emballage: 56 x 42 x 42 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-en-verre/10185-firole-erlenmeyer-a-col-large-avec-graduations-500-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com