


FICHE PRODUIT



Condenseur Graham Avec chambre à air enroulée 500 mm

Référence : SOC-1215

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du condenseur Graham.

- Longueur de la chambre à air: 500 mm.
- Diamètre du tube supérieur: 24 mm.
- Zone de refroidissement: 7dm².
- Longueur : 710 mm.
- Conditionnement de vente: 5 pièces par carton.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-en-verre/10187-condenseur-graham-avec-chambre-a-air-enroulee-500-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com