

FICHE PRODUIT



Cylindre de mesure graduée avec bec, base ronde en verre 500 ml

Référence : SOC-1601-500MM

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du cylindre de mesure gradué.

- Forme ronde avec bec.
- Matière: verre.
- Capacité: 500 ml.
- Graduation: 5 ml.
- Seuil de capacité ($\pm$ ml): 5
- Longueur: 350 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-en-verre/10189-cylindre-de-mesure-graduee-avec-bec-base-ronde-en-verre-100-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com