

FICHE PRODUIT



Désinfection totale à froid Steranios 2%

Référence : SOC-5023

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Steranios 2% - désinfection totale à froid

Le **Steranios 2%** a été conçu pour la **désinfection à froid du matériel chirurgical et médical, du matériel d'endoscopie et des instruments thermosensibles**. C'est une solution à 2% de glutaraldéhyde tamponnée à pH 6 (citrate de sodium), prête à l'emploi, qui ne nécessite pas d'activateur.

Un spectre complet

Action **bactéricide et fongicide** (actif sur B.K., mycoplasmes, cryptococcus et Helicobacter pylori), **sporicide et virucide** (HIV-1, hépatite B, herpèsvirus). La conservation maximale du bain de trempage est de 7 jours, vérifiable par bandelettes de contrôle.

Points forts

Simple d'utilisation par **immersion de 20 minutes** (1 heure pour la sporicidie), avec rinçage. Large compatibilité matériaux (pH neutre), péremption 3 ans. À utiliser en association avec un nettoyant pré-désinfectant. Réservé aux professionnels, respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/10190-desinfection-totale-a-froid-steranios-2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com