

FICHE PRODUIT



Cystoscope avec monture Storz, Diam. 4 mm x 0°

Référence : SOC-8805AS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cystoscope avec monture Storz, Diam. 4 mm x 0°

Caractéristiques principales :

- Diamètre : 4mm x 0°
- Disponible pour les systèmes Elite Storz et ACMI
- Système de lentilles barreaux Tri-optique fabriqué en Allemagne
- Grande image sans distorsion de bord à bord
- Lentille distale saphir anti-rayures
- Résolution d'image haute définition Tru-Vu
- Excellente transmission de couleur en temps réels.
- Fibres lumineuses à grande ouverture pour un éclairage total.
- 3 ans de garantie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/10197-cystoscope-avec-monture-storz-diam-4-mm-x-0.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com