

**FICHE PRODUIT**

## Bécher forme basse en plastique - 500 ml - Lot de 10

Référence : SOC-VEF-87516

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques du Bécher forme basse en plastique - 500 ml - Lot de 10**

| Matériau        | Plastique |
|-----------------|-----------|
| Thermostatable  | Non       |
| Anse            | Non       |
| Couvercle       | Non       |
| Bec verseur     | Oui       |
| Forme           | Basse     |
| Capacité        | 500 ml    |
| Diamètre (mm)   | 102       |
| Hauteur         | 120 mm    |
| Conditionnement | Lot de 10 |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10203-becher-forme-basse-en-plastique-100-ml-lot-de-10.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com