


FICHE PRODUIT

Urétrotome OTIS / Urétrotomie interne aveugle

Référence : SOC-AED324391

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Urétrotome OTIS

Une urétrotomie OTIS est l'incision transurétrale aveugle de l'urètre par un uretrotome OTIS.

Après l'insertion de l'uretrotome OTIS, l'urètre est dilaté à la largeur désirée et une lame coupe l'urètre étiré à la position 12 heures.

L'urétrotome OTIS est également appelé urétrotomie interne aveugle.

La gamme d'urétrotomes des dispositifs d'endoscopie avancés est fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer la longévité.

Nos instruments sont compatibles avec divers lames de découpage à froid, tel que la lame standard ou la lame à demi-lune.

Avec l'aide d'éléments de travail aux fonctions harmonieux, notre équipement aide à assurer un contrôle maximal tout au long de l'intervention médicale urologique.

Avec des montages rapides, vous pouvez être sûr que l'assemblage sera rapide et sûr.

L'un de nos meilleurs produits, l'uretrotome Otis, est extensible.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de l'Urétrotome OTIS :

- Anti-corrosif.
- Finition lisse
- Construction solide.
- Haute performance.
- Conception précise.
- Nature durable.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/uretrotomes/10206-uretrotomes-otis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com