

FICHE PRODUIT



Gaine d'urétrotome / Urétrotome optique, 21FR

Référence : SOC-AED324370

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gaine d'urétrotome / Urétrotome optique, 21FR

Gaine d'uréthrotome optique

Gaine urétrotome optique est utilisé pour l'incision de l'urètre pendant la procédure d'urétrotomie.

La gaine d'urétrotome optique de 21 Fr est utilisée dans la procédure d'urétrotomie.

La gaine d'urétrotome optique est livré avec un obturateur.

Caractéristiques de la Gaine d'uréthrotome optique :

- Bon système de verrouillage.
- Extrémités effilées, facilite la pénétration.
- Avec 2 robinets d'arrêt fixes.
- Conception précise.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Anti-corrossif.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/uretrotomes/10207-gaine-d-uretrotome-uretrotome-optique-21fr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com