

FICHE PRODUIT



Kit d'urétrotome Olympus

Référence : SOC-A3573

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit d'urétrotome Olympus

La gamme d'urétrotomes des dispositifs d'endoscopie avancés est fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer la longévité.

Nos instruments sont compatibles avec divers lames de découpage à froid, tel que la lame standard ou la lame à demi-lune.

Avec l'aide d'éléments de travail aux fonctions harmonieux, notre équipement aide à assurer un contrôle maximal tout au long de l'intervention médicale urologique.

Avec des montages rapides, vous pouvez être sûr que l'assemblage sera rapide et sûr.

Le kit D'urétrotome Olympus comprend :

- Une gaine de fonctionnement à deux canaux de 21 Fr avec obturateur creux ;
- Une gaine supplémentaire ;
- Un chevalet ;
- Un chevalet monocanal ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Un couteau à sténose droit ;
- Un couteau à sténose rond ;
- Un couteau à sténose ondulé

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/uretrotomes/10208-kit-d-uretrotome-olympus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com