

FICHE PRODUIT



Urétéroscope flexible de STORZ

Référence : SOC-11278AU1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Urétéroscope flexible de STORZ

Notre urétéroscope est capable de pénétrer dans le corps plus facilement que tout autre appareil comparable, ce qui vous permet un accès intra-rénal complet.

Sa conception en arbre de torsion stable facilite le contrôle à chaque étape de la procédure.

Nos urétéscopes sont disponibles en deux longueurs, 33cm et 45cm, avec une vue droite ou angulaire.

- Excellente image
- Grande angulation

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/10209-ureterscope-flexible-de-storz.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com