


FICHE PRODUIT



Gaine de Cystoscope avec obturateur, pour Adult et Pédiatrique,

Référence : SOC-ADVİN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques des gaines de cystoscope pour Adult et Pédiatrie:

- Support d'imagerie endoscopique.
- Bon système de verrouillage.
- Extrémités effilées facilite la pénétration.
- Instruments durables, sûrs et stériles pour chaque patient.
- Compatible avec tous les cystoscopes.
- Permet une plus grande flexibilité.
- Avec 2 robinets d'arrêt fixes.
- Permet une plus grande flexibilité.
- Compatible avec Karl STORZ.

Tailles de gaine de cystoscope disponibles :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Gaine Cystoscope avec obturateur 15.5 Charr .

Gaine Cystoscope avec obturateur 17 Charr.

Gaine Cystoscope avec obturateur 19 Charr.

Gaine Cystoscope avec obturateur 20 Charr.

Gaine Cystoscope avec obturateur 22 Charr.

Gaine Cystoscope avec obturateur 23.5 Charr.

Gaine Cystoscope avec obturateur 25 Charr.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gaine-de-cystoscope/10211-gaine-de-cystoscope-avec-obturateur-pour-adult-et-pediatrique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com