

FICHE PRODUIT

Eprouvette graduée en plastique - 250 ml - Le lot de 2 - Brand

Référence : SOC-VEF-35148

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'Eprouvette graduée en plastique - 250 ml - Le lot de 2 - Brand.

Matériau	Plastique
Avec bouchon	Non
Classe	A+
Forme	Haute
Capacité	250 ml
Subdivision	2 ml
Hauteur	315 mm
Conditionnement	Lot de 2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10214-eprouvette-graduee-en-plastique-250-ml-le-lot-de-2-brand.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com