

FICHE PRODUIT

Erlenmeyer en polypropylène, 250ml

Référence : SOC-391390

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'Erlenmeyer en polypropylène, 250ml

- Matière : polypropylène.
- Pour tous les usages habituels de laboratoire.
- Col standardisé: 19/26.
- Autoclavables.
- Graduation: 25 ml.
- Conditionnement de vente: 15 pièces.
- Hauteur: 145 mm.
- Diamètre: 83 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10218-erlenmeyer-en-polypropylene-250ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com